


Fotel do dializ i pobierania krwi - 2008



Długość:	1600 mm
Szerokość:	600 mm (800 mm z podłokietnikami)
Siedzisko:	600 mm x 450 mm
Regulacja siedziska:	stałe
Wysokość siedziska:	500 mm
Oparcie pleców:	600 mm x 770 mm
Regulacja oparcia pleców:	-8° ~ +85°
Oparcie nóg:	560 mm x 360 mm
Regulacja oparcia nóg:	90° ~ 180°
Podłokietniki:	regulacja w górę-dół i lewo-prawo i do przodu - do tyłu i obrotowe
Udźwig:	150 kg

Elektrycznie regulowany kąt oparcia pleców oraz podnóżka

UPHOLSTERY COLOUR
ALTERNATIVES



AREL GREEN
AR-01

AREL PINK
AR-02

AREL BLUE
AR-03



AREL RED
AR-04

AREL DARK BLUE
AR-05


AREL GREY
AR-06



AREL LILAC
AR-07

AREL YELLOW
AR-08

AREL ORANGE
AR-09



AREL BLACK
ST-01

AREL SMOKE
ST-02

AREL CREAM
ST-03



Producent:

Ar-El Berber ve Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu